

TUNTURI®

MASSAGE GUN

PL	Instrukcja montażu	07 - 10
CS	Návod k použití	11 - 14
SK	Pokyny na obsluhu	15 - 18
HU	Használati útmutató	19 - 22



Numer seryjny
Sériové číslo
Sériové číslo
Sorszám


Uwaga, Pozor, Pozor, Figyelem

- Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
- Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku.
- Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie.
- Kérjük, a termék használatá elótt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.



A



B



C



D-1



D-3



D-2



D-4



Spis treści

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	7
Instrukcja użytkowania	8
Ładowanie	8
Sposób działania	8
Funkcje przycisków	8
Funkcje wyświetlacza	9
Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie	9
Specyfikacja	9
Parametry techniczne	9
Instrukcja obsługi głowicy masującej	9
Gwarancja	10
Deklaracja producenta	10
Zastrzeżenie	10

Pistolet do masażu

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

- Przeczytaj ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje. Niezastosowanie się do ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje należy zachować na przyszłość.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru i obrażeń ciała, niniejszy produkt musi być używany zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Korzystanie z tego urządzenia przez dzieci lub osoby niepełnosprawne fizycznie, sensorycznie, umysłowo lub ruchowo, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, może powodować zagrożenia. Osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo muszą
- udzielać wyraźnych instrukcji lub nadzorować korzystanie ze sprzętu.
- W przypadku wystąpienia nudności, zawrotów głowy lub innych nietypowych objawów należy natychmiast przerwać trening i skonsultować się z lekarzem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Urządzenie nie nadaje się do użytku na zewnątrz.
- Urządzenia należy używać wyłącznie w środowisku o temperaturze otoczenia od 10°C do 35°C. Urządzenie należy przechowywać wyłącznie w środowisku o temperaturze otoczenia od 5°C do 45°C.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w wilgotnym otoczeniu. Wilgotność powietrza nie może nigdy przekraczać 80%.
- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia do celów innych niż opisane w instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli część jest uszkodzona lub wadliwa, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Trzymaj włosy z dala od ruchomych części produktu.
- Biżuterię i inne przedmioty należy trzymać z dala od ruchomych części produktu.
- Trzymać palce, włosy lub inne części ciała z dala od trzonu i tylnej części głowicy, ponieważ może dojść do uszczyknięcia.
- Upewnij się, że w danym momencie z urządzenia korzysta tylko jedna osoba.
- Nie należy otwierać urządzenia bez konsultacji ze sprzedawcą.
- Stosować wyłącznie na suchej, czystej powierzchni ciała, lekko naciskając i przesuwając po ciele przez około 60 sekund na region.
- Pistoletu do masażu należy używać wyłącznie na tkankach miękkich ciała, w zależności od potrzeb, bez powodowania bólu lub dyskomfortu.
- Nie stosować na głowie ani na twardych lub kościastych częściach ciała.
- Używaj tylko tych głowic, które zapewniają najlepszy pożądaný efekt.
- Siniaki mogą wystąpić niezależnie od ustawień sterowania lub zastosowanej prędkości. Należy często sprawdzać obszary poddawane zabiegowi i natychmiast przerwać zabieg przy pierwszych oznakach bólu lub dyskomfortu.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w otworach wentylacyjnych pistoletu do masażu.
- Nie należy zanurzać w wodzie ani dopuszczać do przedostania się wody do otworów wentylacyjnych pistoletu do masażu.
- Nie upuszczać pistoletu do masażu ani nie używać go niezgodnie z przeznaczeniem.
- Ładowanie tylko za pomocą dołączonej ładowarki 16,8 V-DC do pistoletu do masażu
- Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić urządzenie i baterię.
- Nie wolno w żaden sposób manipulować ani modyfikować pistoletu do masażu.

- Nigdy nie pozostawiaj pistoletu do masażu pracującego lub ładującego się bez nadzoru.
- Porty wentylacyjne powinny być wolne od kurzu i zanieczyszczeń.
- Nie używać urządzenia w sposób ciągły przez ponad godzinę. Przed ponownym użyciem należy odczekać 30 minut, aż urządzenie odpocznie.
- Odłączyć ładowarkę od baterii urządzenia po naładowaniu lub przed użyciem.
- Nie używać w przypadku obrażeń. Przed użyciem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Instrukcja użytkowania

Ładowanie

- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować baterię przez maksymalnie 3,5 godziny. Można to zrobić gdy jest podłączoną, jak i gdy jest odłączoną od urządzenia.
- Aby naładować akumulator, należy podłączyć końcówkę DC dostarczonej ładowarki 16,8 V zgodnie z (rys. C - C) i podłączyć kabel AC do gniazdką ściennego.
- Dioda LED na akumulatorze pulsuje, pokazując poziom naładowania akumulatora i wskazując aktywne ładowanie.
- Po podłączeniu akumulatora diody LED na urządzeniu migają, aby pokazać poziom naładowania akumulatora i wskazać aktywne ładowanie.
- Pełne naładowanie jest sygnalizowane, gdy wszystkie diody LED przestaną migać i pozostaną w pełni podświetlone.
- Bateria może być ładowana w dowolnym momencie i przy dowolnym poziomie naładowania.
- Nie zaleca się całkowitego rozładowania baterii do poziomu czerwonej diody LED.

UWAGA

- Gdy poziom naładowania baterii jest niższy niż 20%, lampki w dolnej części urządzenia świecą się na czerwono.
- Gdy poziom naładowania baterii jest niższy niż 10%, w okienku zasilania wyświetlany jest symbol EI, wskazujący, że bateria powinna zostać natychmiast doładowana.

OSTRZEŻENIE

- Zdecydowanie zalecamy, aby nie używać urządzenia podczas ładowania.

Sposób działania

- Wyrównaj i podłącz akumulator do podstawy urządzenia - upewnij się, że jest bezpiecznie zablokowany na miejscu, zwracając uwagę na wyrzucenie akumulatora. (Rys. C - B)
- Włącz urządzenie, przesuwając przełącznik zasilania w dolnej części akumulatora do pozycji ON, gdy znajduje się w trybie OFF.
- Masuj wybraną część ciała z pożądaną prędkością, stosując nacisk w razie potrzeby.
- Aby wyjąć akumulator, należy lekko nacisnąć kciukiem przycisk zwalniający akumulator (rys. C - A). Drugą ręką mocno pociągnij baterię/uchwyt w dół.

Funkcje przycisków

Przełącznik zasilania

Rys. C - 1

Włącz/wyłącz zasilanie urządzenia, ustawiając przełącznik w żądanej pozycji.

Przycisk włączania/wyłączania (rys. C - G)

- W trybie wyłączenia naciśnij przycisk jeden raz, aby uruchomić funkcję masażu.
- W trybie włączenia naciśnij przycisk jeden raz, aby zatrzymać funkcję masażu.

Przycisk +/- (rys. C - F&H)

Naciśnij przyciski + i -, aby dostosować prędkość urządzenia.

UWAGA

- Jeśli przycisk nie odpowiada, osiągnąłeś minimalną/maksymalną prędkość.

M (Tryb) (rys. C - I)

Używać tylko wtedy, gdy włącznik zasilania urządzenia znajduje się w trybie włączenia (ON), a funkcja masażu w trybie wyłączenia.

Naciśnij przycisk M, aby wybrać żądany program.

- P0 Program to tryb ręczny. Użyj przycisku +/-, aby dostosować intensywność według własnego uznania.
- P1 Program będzie zapętłony, zaczynając od poziomu 1, 2 do 3 Każda prędkość będzie działać przez 3 sekundy.
- Program P2 będzie działał w pętli, zaczynając od poziomu 7, 8, 9 do 10. Każda prędkość będzie działać przez 3 sekundy.
- Program P3 będzie zapętłony, zaczynając od poziomu 16, 17, 18, 19 do 20.

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby uruchomić program masażu.

Funkcje wyświetlacza

Gdy pistolet do masażu jest w trybie wyłączenia (OFF).

Wyświetlacz pokazuje numery P001 ~ P010, aby zidentyfikować poziom naładowania akumulatora.

P010	≤ 100%	P005	≤ 50%
P009	≤ 90%	P004	≤ 40%
P008	≤ 80%	P003	≤ 30%
P007	≤ 70%	P002	≤ 20%
P006	≤ 60%	P001/ E100	≤ 10%

Gdy pistolet do masażu jest włączonym (ON).

Gdy pistolet do masażu znajduje się w trybie funkcji, ekran LCD należy odczytywać jako podzielony na dwie części.

- Pierwsze dwie cyfry pokażą intensywność. 1 to najniższa intensywność, 20 to najwyższa intensywność.
- Ostatnie dwie cyfry (migające) wskazują poziom naładowania baterii.

Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie

- Do czyszczenia urządzenia należy używać lekko wilgotnego ręcznika, a następnie należy je osuszyć miękką ściereczką.
- Na czas przechowywania lub podróży należy wyjąć akumulator i przechowywać go w dostarczonym pudełku.

Specyfikacja

Pistolet do masażu Tunturi to przenośne, ładowalne urządzenie do masażu z dużym momentem obrotowym i dużym zakresem regulacji. Może skutecznie zmniejszyć ból spowodowany nagromadzeniem kwasu mlekowego po intensywnych ćwiczeniach i złagodzić dyskomfort mięśni u osób siedzących i długo leżących.

Parametry techniczne

Model	Pistolet do masażu
Napięcie znamionowe	16,8 V DC / 0,6 A
Częstotliwość znamionowa	20 ~ 58 Hz.
Moc wyjściowa ładowarki	16,8 V-DC.
Wejście zasilania ładowarki	230 V-AC
Amplituda	10 mm
Czas ładowania	260 min
Czas pracy akumulatora przy pełnym naładowaniu:	
Prędkość na poziomie 20	± 5 godzin
Prędkość na poziomie 10	± 8 godzin
Prędkość na poziomie 1	± 11 godzin

Instrukcja obsługi głowicy masującej

Po przełączeniu urządzenia w tryb OFF należy wsunąć całą głowicę, mocno ją wciskając.

Po przełączeniu urządzenia w tryb OFF należy wyjąć głowicę, pociągając ją. Aby ułatwić jej zdjęcie, można lekko obrócić i pociągnąć ją w tym samym czasie.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy wciskać/wyciągać głowicy pod kątem, aby uniknąć uszkodzeń.

Okrągły kształt (kulka) (rys. D-1)

Okrągła, sferyczna konstrukcja zapewnia moc wyjściową typu propagującego i rozpraszającego pomiędzy odbieraniem i pchaniem. Siła jest równomierna i miękka. Nadaje się do masażu i relaksacji talii, brzucha, pośladków i nóg. Jak również do rozluźniania mięśni przed i po ćwiczeniach, polecany entuzjastom lekkich ćwiczeń, takich jak taniec, joga, aerobik itp.

Kształt grzyba (rys. D-2)

Mała i zwężała głowica. Na podstawie płaszczyzny, dodano mały łuk, który pasuje do mechanizmu modelowania ciała i sprawia, że czuje się lepiej. Nadaje się do wewnętrznych i zewnętrznych mięśni brzucha, klatki piersiowej i nóg.

Kształt litery U (widelec) (rys. D-3)

Ścieżka siły między dwoma punktami jest równomierna, stymulacja jest miejscowa i bardzo silna, co pozwala skutecznie wykonywać prosty masaż akupunktury. Rozsądna szerokość w kształcie litery U doskonale omija ludzki kręgosłup i kręgi szyjne, zapewniając lepszy masaż. Odpowiedni do ramion, pleców i mięśni dwustronnych. (Pistolet nie może bezpośrednio uderzać w kręgosłup, gdyż może spowodować to poważne obrażenia fizyczne).

Kształt stożkowy (rys. D-4)

Prosty kształt, mocne uderzenie, bezpośredni nacisk w głąb. Odpowiedni dla meridianów, podeszew stóp, dłoni, ścięgien Achillesa, mięśni romboidalnych pleców itp.

Gwarancja

Gwarancja kupującego Tunturi

Warunki gwarancji

Konsumentowi przysługują odpowiednie prawa określone w przepisach krajowych dotyczących handlu towarami konsumpcyjnymi. Niniejsza gwarancja nie ogranicza tych praw. Gwarancja kupującego jest ważna tylko wtedy, gdy produkt jest używany w środowisku zatwierdzonym przez Tunturi New Fitness BV dla tego konkretnego sprzętu. Zatwierdzone środowisko dla danego produktu jest określone w instrukcji obsługi dostarczonej wraz ze sprzętem.

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji obowiązują od daty zakupu. Warunki gwarancji mogą różnić się w zależności od kraju, dlatego należy skonsultować się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania informacji na temat warunków gwarancji.

Zakres gwarancji

W żadnym wypadku Tunturi New Fitness BV lub Dystrybutor Tunturi nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niniejszej gwarancji lub w inny sposób za jakiegokolwiek szczególne, pośrednie, wtórne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania tego sprzętu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje

- Uszkodzenia spowodowanego wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwą obsługą lub transportem;
- Urządzenia używanego niezgodnie z instrukcjami;
- Uszkodzenia przekraczające koszt produktu;
- Pogorszenie jakości dostarczonego produktu wynikające z nieprawidłowych warunków przechowywania i/lub zabezpieczenia w siedzibie klienta;
- Zgłoszenia do którego nie dołączono dowodu zakupu z datą zakupu.

Nieprzestrzeganie instrukcji podanych w niniejszej instrukcji obsługi spowoduje unieważnienie gwarancji na produkt.

Deklaracja producenta

Tunturi New Fitness BV oświadcza, że produkt jest zgodny z następującymi normami i dyrektywami: EN 957 (HC), 89/336/EWG. W związku z tym produkt posiada oznaczenie CE.

03-2020

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Holandia

Zastrzeżenie

© 2020 Tunturi New Fitness BV
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Produkt i instrukcja mogą ulec zmianie. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Obsah

Bezpečnostní upozornění11

Návod k použití 12

Nabíjení..... 12

Režim provozu..... 12

Funkce tlačítek..... 12

Funkce displeje..... 13

Údržba, čištění a skladování..... 13

Specifikace.....13

Technické specifikace 13

Návod k obsluze masážní hlavice

.....13

Záruka..... 14

Prohlášení výrobce 14

Odmítnutí odpovědnosti 14

Masážní pistole

Bezpečnostní upozornění

VAROVÁNÍ

- Přečtěte si varování na bezpečnost a pokyny. Nedodržení bezpečnostních upozornění a pokynů může vést ke zranění osob nebo poškození zařízení. Bezpečnostní upozornění a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

NEBEZPEČÍ

- Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, požáru a zranění osob, musí tento výrobek používat v souladu s následujícími pokyny.
- Zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Zařízení není vhodné pro komerční použití.
- Používání tohoto zařízení dětmi nebo osobami s tělesným, smyslovým, mentálním nebo pohybovým postižením, jakož i osobami bez postižení. zkušenosti a znalosti, může způsobit nebezpečí. Osoby odpovědné za jejich bezpečnost musí

- dávat výslovné pokyny nebo dohled používání zařízení.
- Pokud se objeví nevolnost, závratě nebo jiné neobvyklé příznaky, okamžitě přestaňte trénovat a poraďte se s lékařem.
- Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Zařízení není vhodné pro venkovní použití.
- Přístroj používejte pouze v prostředí s okolní teplotou od 10 °C do 35 °C. Zařízení skladujte pouze v prostředí s okolní teplota 5 °C až 45 °C.
- Zařízení nepoužívejte ani neukládejte do vlhké prostředí. Vlhkost vzduchu nesmí nikdy překročit 80 %.
- Spotřebič používejte pouze v souladu s jeho návodem. Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než jsou popsány v návodu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je některá jeho část poškozená nebo vadná. Pokud je některý díl poškozený nebo vadný, kontaktujte svého prodejce.
- Udržujte vlasy mimo dosah pohyblivých částí výrobku.
- Šperky a jiné předměty uchovávejte mimo dosah pohyblivých částí výrobku.
- Nepřibližujte prsty, vlasy nebo jiné části těla k hřídeli a zadní části hlavy, protože by mohlo dojít ke skřípnutí.
- Zajistěte, aby v daném okamžiku ze zařízení používá pouze jedna osoba.
- Přístroj neotevírejte bez konzultace s prodejcem.
- Nanášejte pouze na suchý a čistý povrch těla, lehce přitlačte a pohybujte po těle přibližně 60 sekund na každou oblast.
- Masážní pistole by měla být používána pouze na měkké tkáně těla podle potřeby, aniž by způsobovala bolest nebo nepohodlí.
- Nepoužívejte na hlavu ani na tvrdé nebo kostnaté části těla.
- Používejte pouze ty hlavy, které poskytují nejlepší požadovaný efekt.
- K odřeninám může dojít bez ohledu na nastavení ovládání nebo použitou rychlost. Ošetřované oblasti často kontrolujte a Při prvních známkách bolesti nebo nepohodlí léčbu okamžitě přerušete.
- Do větracích otvorů masážní pistole neumísťujte žádné předměty.
- Masážní pistoli neponořujte do vody a nedovolte, aby se voda dostala do průduchů.
- Masážní pistoli neupouštějte a nepoužívejte ji zneužití.
- Nabíjení pouze pomocí dodané nabíječky 16,8 V-DC pro masážní pistoli
- Před každým použitím zařízení a baterii pečlivě zkontrolujte.
- Do masážní pistole se nesmí nijak zasahovat ani ji upravovat.

- Nikdy nenechávejte masážní pistoli běžet nebo se nabíjet bez dozoru.
- Větrací otvory by neměly být zaprášené a znečištěny.
- Přístroj nepoužívejte nepřetržitě déle než jednu hodinu. Před dalším použitím nechte zařízení 30 minut odpočívat.
- Po nabíjení nebo před použitím odpojte nabíječku od baterie zařízení.
- Nepoužívejte v případě zranění. Před použitím výrobku se poraďte s lékařem.

Návod k použití

Nabíjení

- Před prvním použitím baterii plně nabijte až na 3,5 hodiny. To lze provést jak po připojení, tak po odpojení od zařízení.
- Chcete-li baterii nabít, připojte stejnosměrnou koncovku dodané nabíječky 16,8 V podle obrázku (obr. C - C) a připojte síťový kabel do zásuvky.
- Kontrolka LED na baterii bliká a ukazuje úroveň nabití baterie a signalizuje aktivní nabíjení.
- Po připojení baterie blikají kontrolky LED na jednotce a ukazují úroveň nabití baterie. nabíjení baterie a indikuje aktivní nabíjení.
- Plné nabití je indikováno, když všechny LED přestanou blikat a zůstanou plně rozsvícené.
- Akumulátor lze nabíjet k d y k o l i a s jakoukoli úrovní nabití.
- Nedoporučuje se baterii zcela vybit na úroveň červené LED diody.

POZNÁMKA

- Pokud je úroveň nabití baterie nižší než 20 %, kontrolky ve spodní části přístroje svítí červeně.
- Pokud je úroveň nabití baterie nižší než 10 %, zobrazí se v okně napájení nápis symbol EI, který signalizuje, že je třeba baterii okamžitě nabít.

VAROVÁNÍ

- Důrazně doporučujeme, abyste zařízení během nabíjení nepoužívali.

Režim provozu

- Vyrovnajte a připojte baterii k základně jednotky - ujistěte se, že je bezpečně zajištěna na místě, a dávejte pozor na vyboření baterie. (Obr. C - B)
- Když je přístroj ve vypnutém stavu, zapněte jej přesunutím vypínače na spodní straně akumulátoru do polohy ON.
- Masírujte vybranou část těla požadovaným rychlost a podle potřeby vyvíjejte tlak.
- Chcete-li baterii vyjmout, lehce stiskněte palcem uvolňovací tlačítko baterie (obr. C - A). Druhou rukou pevně zatáhněte za baterii/rukojeť směrem dolů.

Funkce tlačítek

Vypínač napájení (obr. C – 1)

Zapněte/vypněte napájení jednotky nastavením tlačítka přepínač do požadované polohy.

Tlačítko zapnutí/vypnutí (obr. C - G)

- Ve vypnutém stavu aktivujte masážní funkci jedním stisknutím tlačítka.
- V režimu zapnutí stiskněte tlačítko jednou, pro zastavení masážní funkce.

Tlačítko +/- (obr. C - F&H)

Stisknutím tlačítek + a - nastavte rychlost přístroje.

POZNÁMKA

- Pokud tlačítko nereaguje, dosáhli jste cíle. minimální/maximální rychlost.

M (režim) (obr. C - I)

Používejte pouze tehdy, když je vypínač přístroje v režimu ON a masážní funkce je v režimu OFF.

Stisknutím tlačítka M vyberte požadovaný program.

- P0 Program je manuální režim. Pomocí tlačítek +/- nastavte intenzitu podle potřeby.
- P1 Program se spustí ve smyčce od úrovně 1, 2 až 3. Každá rychlost bude probíhat po dobu 3 sekund.
- Program P2 se spustí ve smyčce, která začíná od úrovně 7, 8, 9 až 10. Každá rychlost se spustí na 3 sekundy.
- Program P3 bude probíhat ve smyčce od úrovně 16, 17, 18, 19 až 20.

Masážní program spustíte stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí.

Funkce displeje

Když je masážní pistole v režimu OFF.

Na displeji se zobrazují čísla P001 ~ P010, která určují úroveň nabití baterie.

P010	≤ 100%	P005	≤ 50%
P009	≤ 90%	P004	≤ 40%
P008	≤ 80%	P003	≤ 30%
P007	≤ 70%	P002	≤ 20%
P006	≤ 60%	P001/ E100	≤ 10%

Když je masážní pistole zapnutá. Když je masážní pistole v režimu funkce, LCD displej by měl být rozdělen na dvě části.

- První dvě číslce ukazují intenzitu.
1 je nejnižší intenzita, 20 je nejvyšší intenzita.
- Poslední dvě číslce (blikající) označují úroveň nabití baterie.

Údržba, čištění a skladování

- K čištění přístroje použijte mírně navlhčenou utěrku a poté jej osušte měkkým hadříkem.
- Při skladování nebo cestování vyjměte baterii a uložte ji do přiložené krabičky.

Specifikace

Masážní pistole Tunturi je přenosný dobíjecí masážní přístroj s vysokým točivým momentem a velkým rozsahem nastavení. Dokáže účinně zmírnit bolest způsobenou nahromaděním kyseliny mléčné po namáhavém cvičení a zmírnit svalové nepohodlí u lidí, kteří mají sedavé zaměstnání a dlouho leží.

Technické specifikace

Model	Masážní pistole
Jmenovité napětí	16,8 V DC / 0,6 A
Frekvence Hodnoceno	20 ~ 58 Hz
Výstupní výkon nabíječky	16,8 V-DC
Příkon nabíječky	230 V-AC
Amplituda	10 mm
Doba nabíjení	260 min
Výdrž baterie při plném nabití:	
Rychlost na 20	± 5 hodin
Rychlost 10	± 8 hodin
Rychlost na úrovni 1	± 11 hodin

Návod k obsluze masážní hlavice

Po přepnutí jednotky do režimu OFF zasuňte celou hlavu pevným zatlačením.

Když je jednotka přepnuta do režimu OFF, vyjměte hlavici jejím zatažením. Pro usnadnění vyjmutí ji můžete mírně pootočit a s o u č a s n ě za ni zatahnout.

VAROVÁNÍ

- Nestrkejte/netáhněte hlavu pod úhel, aby nedošlo k poškození.

Kulatý tvar (koule) (obrázek D-1)

Kruhová kulová konstrukce zajišťuje šíření a rozptýlování výstupu mezi příjmem a tlačněním. Síla je rovnoměrná a měkká. Je vhodný pro masáž a uvolnění pasu, břicha, hýždí a nohou. S t e j n ě tak pro uvolnění svalů před a po cvičení, doporučuje se pro milovníky lehkého c v i č e n í , jako je tanec, jóga, aerobik atd.

Tvar houby (obrázek D-2)

Malá a stručná hlava. Na základně letadla byl přidán malý oblouk, aby se přizpůsobil mechanismu modelování těla a působil lépe. Vhodné pro vnitřní a vnější břišní, hrudní a nožní svaly.

Tvar písmene U (vidlice) (obr. D-3) Dráha síly mezi oběma body je rovnoměrná, stimulace je lokalizovaná a velmi silná, což umožňuje účinně provádět jednoduchou akupunkturní masáž. Přiměřená šířka ve tvaru písmene U dokonale obchází lidskou páteř a krční obratle, a poskytuje tak lepší masáž.

Vhodné pro ramena, záda a oboustranné svaly. (Zbraň nesmí přímo zasáhnout páteř, protože to může způsobit vážné fyzické zranění).

Kuželovitý tvar (obrázek D-4)

Jednoduchý tvar, silný úder, přímý tlak hluboko dolů. Vhodné pro meridiány, chodidla, ruce, Achillovy šlachy, rombické svaly zad atd.

Záruka

Podmínky záruky kupujícího Tunturi

Spotřebitel má příslušná práva stanovená vnitrostátními právními předpisy o obchodu se spotřebním zbožím. Tato záruka tato práva neomezuje. Záruka kupujícího je platná pouze v případě, že je výrobek používán v prostředí schváleném společností Tunturi New Fitness BV pro toto konkrétní zařízení. Schválené prostředí pro konkrétní výrobku je uvedeno v uživatelské příručce dodané se zařízením.

Záruční podmínky

Záruční podmínky platí od data nákupu. Záruční podmínky se mohou v jednotlivých zemích lišit, proto se o záručních podmínkách informujte u místního prodejce.

Pokrytí záruky

Společnost Tunturi New Fitness BV ani distributor Tunturi v žádném případě neodpovídají na z á k l a d ě této záruky ani jinak za jakékoliv zvláštní, nepřímé, druhotné nebo následné škody jakéhokoliv druhu, které vznikly v důsledku používání nebo nemožnosti používání tohoto dokumentu vybavení.

Tato záruka se nevztahuje na

- Škody způsobené nehodou, zneužitím, nesprávné manipulace nebo přepravy;
- Zařízení není používáno v souladu s pokyny;
- Škoda přesahující cenu výrobku;
- Zhoršení kvality dodaného produktu v důsledku nesprávných skladovacích a/nebo bezpečnostních podmínek u zákazníka;
- Přihlášky, ke kterým není přiložen doklad o koupi s datem nákupu.

Nedodržení pokynů uvedených v této příručce má za následek ztrátu záruky na výrobek.

Prohlášení výrobce

Společnost Tunturi New Fitness BV prohlašuje, že výrobek splňuje následující normy a směrnice: EN 957 (HC), 89/336/EEC. Výrobek je proto označen CE.

03-2020

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Nizozemsko

Odmítnutí odpovědnosti

© 2020 Tunturi New Fitness BV
Všechna práva vyhrazena.

Výrobek a pokyny se mohou změnit. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Obsah

Bezpečnostné upozornenia15

Návod na použitie 16

Nabíjanie..... 16

Spôsob prevádzky 16

Funkcie tlačidiel..... 16

Funkcie displeja 17

Údržba, čistenie a skladovanie..... 17

Špecifikácia.....17

Technické špecifikácie..... 17

Návod na obsluhu masážnej hlavice17

Záruka..... 18

Vyhlasenie výrobcu 18

Zrieknutie sa zodpovednosti 18

Masážna pištoľ

Bezpečnostné upozornenia

VAROVANIE

- Prečítajte si upozornenia na bezpečnosť a pokyny. Nedodržanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie zariadenia. Bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúce použitie.

NEBEZPEČENSTVO

- Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru a zranenia osôb, tento výrobok musí používať v súlade s nasledujúcimi pokynmi.
- Zariadenie je určené len na domáce použitie. Zariadenie nie je vhodné na komerčné použitie.
- Používanie tohto zariadenia deťmi alebo osobami s telesným, zmyslovým, mentálnym alebo pohybovým postihnutím, ako aj osobami bez skúsenosti a znalosti, môže spôsobiť nebezpečenstvo. Osoby zodpovedné za ich bezpečnosť musia

dávať výslovné pokyny alebo dohľad používanie zariadenia.

- Ak sa vyskytne nevoľnosť, závraty alebo iné nezvyčajné príznaky, okamžite prestaňte trénovať a poraďte sa so svojím lekárom.
- Zariadenie je určené len na použitie v interiéri. Zariadenie nie je vhodné na vonkajšie použitie.
- Zariadenie používajte len v prostredí s teplotou okolia od 10 °C do 35 °C. Zariadenie skladujte len v prostredí s teplotou okolia od 5 °C do 45 °C.
- Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v vlhké prostredie. Vlhkosť vzduchu nesmie nikdy prekročiť 80 %.
- Spotrebič používajte len v súlade s jeho pokynmi. Prístroj nepoužívajte na iné účely, ako sú popísané v návode.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je niektorá jeho časť poškodená alebo chybná. Ak je niektorá časť poškodená alebo chybná, kontaktujte svojho predajcu.
- Udržujte vlasy mimo pohyblivých častí výrobku.
- Udržujte šperky a iné predmety mimo pohyblivých častí výrobku.
- Nepribližujte prsty, vlasy alebo iné časti tela k hriadeľu a zadnej časti hlavy, pretože môže dôjsť k ich stlačeniu.
- Zabezpečte, aby v danom čase zo zariadenia Výhody má len jedna osoba.
- Prístroj neotvárajte bez konzultácie s predajcom.
- Nanášajte len na suchý a čistý povrch tela, zľahka pritlačte a pohybujte po tele približne 60 sekúnd na každú oblasť.
- Masážna pištoľ by sa mala používať len na mäkké tkanivá tela podľa potreby, bez toho, aby spôsobovala bolesť alebo nepohodlie.
- Nepoužívajte na hlavu ani na tvrdé alebo kostnaté časti tela.
- Používajte len tie hlavy, ktoré poskytujú najlepší požadovaný účinok.
- Modriny môžu vzniknúť bez ohľadu na nastavenie ovládania alebo použitia rýchlosti. Často kontrolujte ošetrované oblasti a Pri prvom náznaku bolesti alebo nepohodlia liečbu okamžite prerušte.
- Do vetracích otvorov masážnej pištole neumiestňujte žiadne predmety.
- Masážnu pištoľ neponárajte do vody a nedovoľte, aby sa voda dostala do ventilačných otvorov.
- Masážnu pištoľ neupúšťajte a nepoužívajte ju zneužitie.
- Nabíjanie len pomocou dodanej nabíjačky 16,8 V-DC pre masážnu pištoľ
- Pred každým použitím zariadenie a batériu starostlivo skontrolujte.
- Do masážnej pištole sa nesmie nijako zasahovať ani ju upravovať.

- Nikdy nenechávajte masážnu pištoľ spustenú alebo nabíjanú bez dozoru.
- Ventilačné otvory by mali byť bez prachu a znečistenie.
- Zariadenie nepoužívajte nepretržite dlhšie ako jednu hodinu. Pred ďalším použitím nechajte zariadenie 30 minút odpočívať.
- Po nabití alebo pred použitím odpojte nabíjačku od batérie zariadenia.
- Nepoužívajte v prípade zranenia. Pred použitím výrobku sa poraďte s lekárom.

Návod na použitie

Nabíjanie

- Pred prvým použitím batériu plne nabite až na 3,5 hodiny. Môžete to urobiť, keď je pripojená, ako aj keď je odpojená od zariadenia.
- Ak chcete batériu nabíjať, pripojte jednosmerný koniec dodanej 16,8 V nabíjačky podľa obrázku (obr. C - C) a pripojte sieťový kábel do zásuvky.
- Indikátor LED na batérii bliká, čím zobrazuje úroveň nabitia batérie a signalizuje aktívne nabíjanie.
- Keď je batéria pripojená, LED diódy na jednotke blikajú a ukazujú úroveň nabitia batérie a indikuje aktívne nabíjanie.
- Úplné nabitie je indikované, keď všetky LED diódy prestanú blikáť a zostanú úplne rozsvietené.
- Batériu je možné nabíjať kedykoľvek a na ľubovoľnej úrovni nabitia.
- Neodporúča sa batériu úplne vybíjať na úroveň červenej LED diódy.

POZNÁMKA

- Keď je úroveň nabitia batérie nižšia ako 20 %, kontrolky v spodnej časti zariadenia svietia červeno.
- Keď je úroveň nabitia batérie nižšia ako 10 %, v okne napájania sa zobrazí symbol EI, ktorý znamená, že batériu treba okamžite dobiť.

VAROVANIE

- Dôrazne odporúčame, aby ste zariadenie počas nabíjania nepoužívali.

Spôsob prevádzky

- Zarovnajate a pripojte batériu k základni zariadenia - uistite sa, že je bezpečne zaistená na mieste, pričom dávajte pozor na vypuklinu batérie. (Obr. C - B)
- Zariadenie zapnite presunutím vypínača na spodnej strane akumulátora do polohy ON, keď je v režime OFF.
- Masírujte vybranú časť tela požadovaným rýchlosťou a podľa potreby vyvíjajte tlak.
- Ak chcete vybrať batériu, zľahka stlačte palcom uvoľňovacie tlačidlo batérie (obr. C - A). Druhou rukou pevne potiahnite batériu/rukoväť smerom nadol.

Funkcie tlačidiel

Vypínač napájania (obr. C – 1)

Zapnite/vypnite napájanie jednotky nastavením prepínač v požadovanej polohe.

Tlačidlo zapnutia/vypnutia (obr. C - G)

- V režime vypnutia stlačte tlačidlo jedenkrát, čím aktivujete masážnu funkciu.
- V režime zapnutia stlačte tlačidlo jedenkrát, na zastavenie masážnej funkcie.

Tlačidlo +/- (obr. C - F&H)

Stlačením tlačidla + a - nastavte rýchlosť jednotky.

POZNÁMKA

- Ak tlačidlo nereaguje, dosiahli ste minimálna/maximálna rýchlosť.

M (režim) (obr. C - I)

Používajte iba vtedy, keď je vypínač zariadenia v režime ON a masážna funkcia je v režime OFF.

Stlačením tlačidla M vyberte požadovaný program.

- P0 Program je manuálny režim. Pomocou tlačidla +/- nastavte intenzitu podľa potreby.
- P1 Program sa spustí v slučke od úrovne 1, 2 až 3 Každá rýchlosť bude prebiehať na 3 sekundy.
- Program P2 sa spustí v slučke, ktorá začína Úroveň 7, 8, 9 až 10. Každá rýchlosť sa spustí na 3 sekundy.
- Program P3 bude prebiehať od úrovne 16, 17, 18, 19 až 20.

Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia spustíte masážny program.

Funkcie displeja

Keď je masážna pištoľ v režime OFF.

Na displeji sa zobrazujú čísla P001 ~ P010, ktoré identifikujú úroveň nabitia batérie.

P010	≤ 100%	P005	≤ 50%
P009	≤ 90%	P004	≤ 40%
P008	≤ 80%	P003	≤ 30%
P007	≤ 70%	P002	≤ 20%
P006	≤ 60%	P001/ E100	≤ 10%

Keď je masážna pištoľ zapnutá. Keď je masážna pištoľ v režime funkcie, LCD displej by sa mal čítať ako rozdelený na dve časti.

- Prvé dve číslice zobrazujú intenzitu.
1 je najnižšia intenzita, 20 je najvyššia intenzita.
- Posledné dve číslice (blikajúce)
označujú úroveň nabitia batérie.

Údržba, čistenie a skladovanie

- Na čistenie jednotky použite mierne vlhkú utierku a potom ju osušte mäkkou handričkou.
- Pri skladovaní alebo cestovaní vyberte batériu a uložte ju do dodanej škatule.

Špecifikácia

Masážna pištoľ Tunturi je prenosný, dobíjací masážny prístroj s vysokým krútiacim momentom a veľkým rozsahom nastavenia. Dokáže účinne znížiť bolesť spôsobenú nahromadením kyseliny mliečnej po namáhavom cvičení a zmierniť svalové ťažkosti u ľudí, ktorí majú sedavé zamestnanie a d l h o d o b o ľ a ž i a .

Technické špecifikácie

Model	Masážna pištoľ
Menovité napätie	16,8 V DC / 0,6 A
Frekvencia hodnotené	20 ~ 58 Hz
Výstupný výkon nabíjačky	16,8 V-DC
Príkon nabíjačky	230 V-AC
Amplitúda	10 mm
Čas nabíjania	260 min.
Výdrž batérie pri plnom nabití:	
Rýchlosť pri 20	± 5 hodín
Rýchlosť 10	± 8 hodín
Rýchlosť na úrovni 1	± 11 hodín

Návod na obsluhu masážnej hlavice

Po prepnutí jednotky do režimu OFF zasuňte celú hlavu tak, že ju pevne zatlačíte.

Keď je jednotka prepnutá do režimu OFF, vyberte hlavicu jej vytiahnutím. Aby sa dala ľahšie vybrať, môžete ju mierne pootočiť a súčasne potiahnuť.

VAROVANIE

- Netlačte/neťahajte hlavu pod uhol, aby sa zabránilo poškodeniu.

Okrúhly tvar (guľa) (obrázok D-1)

Kruhovú, sférickú konštrukciu zabezpečuje šírenie a rozptýly typu výstupu medzi príjmom a tlačením. Sila je rovnomerná a mäkká. Je vhodný na masáž a relaxáciu pása, brucha, zadku a nôh. Rovnako ako na uvoľnenie svalov pred a po cvičení, odporúča sa pre nadšencov ľahkého c v i č e n i a , ako je tanec, joga, aerobik atď.

Tvar huby (obrázok D-2)

Malá a stručná hlava. Na základni lietadla bol pridaný malý oblúk, aby sa prispôbil mechanizmu modelovania tela a pôsobil lepšie. Vhodné na vnútorné a vonkajšie brušné svaly, svaly hrudníka a nôh.

Tvar U (vidlica) (obr. D-3)

Dráha sily medzi dvoma bodmi je rovnomerná, stimulácia je lokalizovaná a veľmi silná, čo umožňuje účinne vykonávať jednoduchú akupunktúrnu masáž. Primeraná šírka v tvare písmena U dokonale obchádza ľudskú chrbticu a krčné stavce, čím poskytuje lepšiu masáž. Vhodné na ramená, chrbát a obojstranné svaly. (Zbraň nesmie priamo zasiahnuť chrbticu, pretože to môže spôsobiť vážne fyzické zranenie).

Kónický tvar (obrázok D-4)

Jednoduchý tvar, silný úder, priamy tlak hlboko nadol. Vhodné na meridiány, chodidlá, ruky, Achillove šľachy, kosoštvorcové svaly chrbta atď.

Záruka

Podmienky záruky kupujúceho Tunturi

Spotrebiteľ má príslušné práva stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch o obchode so spotrebným tovarom. Táto záruka tieto práva neobmedzuje. Záruka kupujúceho je platná len vtedy, ak sa výrobok používa v prostredí schválenom spoločnosťou Tunturi New Fitness BV pre toto konkrétne zariadenie. Schválené prostredie pre konkrétne výrobku je uvedené v používateľskej príručke dodanej so zariadením.

Záručné podmienky

Záručné podmienky platia od dátumu nákupu. Záručné podmienky sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť, preto sa o záručných podmienkach informujte u miestneho predajcu.

Záručné krytie

Spoločnosť Tunturi New Fitness BV ani distribútor Tunturi v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť na základe tejto záruky alebo inak za akékoľvek osobitné, nepriame, druhotné alebo následné škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania tohto vybavenie.

Táto záruka sa nevzťahuje na

- Škody spôsobené nehodou, zneužitím, nesprávneho zaobchádzania alebo prepravou;
- Zariadenie sa nepoužíva v súlade s pokynmi;
- Škody presahujúce cenu výrobku;
- Zhoršenie kvality dodaného výrobku v dôsledku nesprávnych skladovacích a/alebo bezpečnostných podmienok v priestoroch zákazníka;
- Prihlášky, ku ktorým nie je priložený doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Nedodržanie pokynov uvedených v tejto príručke bude mať za následok neplatnosť záruky na výrobok.

Vyhlasenie výrobcu

Spoločnosť Tunturi New Fitness BV vyhlasuje, že výrobok je v súlade s týmito normami a smernicami: EN 957 (HC), 89/336/EEC. Výrobok je preto označený značkou CE.

03-2020

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Holandsko

Zrieknutie sa zodpovednosti

© 2020 Tunturi New Fitness BV
Všetky práva vyhradené.

Výrobok a pokyny sa môžu zmeniť. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Tartalomjegyzék

Biztonsági figyelmeztetések..... 19

Használati utasítás..... 20

Töltés 20

Működési mód 20

Gombfunkciók 20

Kijelző funkciók 21

Karbantartás, tisztítás és tárolás 21

Specifikáció.....21

Műszaki specifikációk 21

Használati utasítás a masszázsfejhez.....21

Garancia 22

A gyártó nyilatkozata 22

Felelősségi nyilatkozat 22

Masszázpisztoly

Biztonsági figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS

- Olvassa el a figyelmeztetéseket a biztonság és utasítások. A biztonsági figyelmeztetések és utasítások be nem tartása személyi sérülést vagy a berendezés károsodását eredményezheti. Őrizze meg a biztonsági figyelmeztetéseket és utasításokat a későbbi használatra.

VESZÉLYES

- Az áramütés, tűz és személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében a terméknek az alábbi utasításoknak megfelelően kell használni.
- A készüléket kizárólag háztartási használatra szánják. A készülék kereskedelmi használatra nem alkalmas.
- A készülék használata gyermekek vagy fizikai, érzelmi, szellemi vagy motoros fogyatékkal élő személyek, valamint olyan személyek által, akik nem rendelkeznek tapasztalat és tudás, veszélyeket okozhat. A biztonságukért felelős személyeknek

kifejezett utasításokat vagy felügyeletet ad a berendezések használatára.

- Ha hányinger, szédülés vagy egyéb szokatlan tünetek jelentkeznek, azonnal hagyja abba az edzést, és forduljon orvosához.
- A készüléket kizárólag beltéri használatra szánják. A készülék kültéri használatra nem alkalmas.
- A készüléket csak 10°C és 35°C közötti környezeti hőmérsékletű környezetben használja. A készüléket csak olyan környezetben tárolja, ahol 5°C és 45°C közötti környezeti hőmérséklet.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket párás környezetben. A levegő páratartalma soha nem haladhatja meg a 80%-ot.
- A készüléket csak a használati utasításoknak megfelelően használja. Ne használja a készüléket a használati utasításban leírtaktól eltérő célokra.
- Ne használja a készüléket, ha bármelyik alkatrésze sérült vagy hibás. Ha valamelyik alkatrész sérült vagy hibás, forduljon a kereskedőhöz.
- Tartsa a haját távol a termék mozgó részeitől.
- Tartsa távol az ékszereket és egyéb tárgyakat a termék mozgó részeitől.
- Tartsa távol az ujjakat, a haját vagy más testrészeket a szárától és a fej hátsó részétől, mert csipés léphet fel.
- Biztosítani kell, hogy bármikor a készülékről Csak egy személy jár jól.
- Ne nyissa ki a készüléket a kereskedővel való konzultáció nélkül.
- Csak száraz, tiszta testfelületre vigye fel, enyhén nyomva és mozgatva a testen, régióként kb. 60 másodpercig.
- A masszázspisztolyt csak a test lágy szövetein szabad használni, szűkség szerint, anélkül, hogy fájdalmat vagy kellemetlenséget okozna.
- Ne használja a fején vagy kemény vagy a test csontos részei.
- Csak azokat a fejeket használja, amelyek a legjobb kívánt hatást biztosítják.
- A zúródások a vezérlési beállításoktól vagy a használt sebességtől függetlenül előfordulhatnak. Gyakran ellenőrizze a kezelt területeket és a fájdalom vagy kellemetlen érzés első jelére azonnal hagyja abba a kezelést.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a masszázspisztoly szellőzőnyílásaiba.
- Ne merítse vízbe, és ne engedje, hogy víz kerüljön a masszázspisztoly szellőzőnyílásaiba.
- Ne ejtse le a masszázspisztolyt, és ne használja visszaélés.
- Töltés csak a mellékelt töltővel 16.8 V-DC masszázspisztolyhoz
- Minden használat előtt gondosan ellenőrizze a készüléket és az akkumulátort.
- A masszázspisztolyt semmilyen módon nem szabad babrálni vagy módosítani.

- Soha ne hagyja a masszázsfegyvert felügyelet nélkül futni vagy töltődni.
- A szellőzőnyílásokat pormentesen kell tartani és a szennyezés.
- Ne használja a készüléket egy óránál hosszabb ideig folyamatosan. Hagyja a készüléket 30 percig pihenni, mielőtt újra használná.
- Töltés után vagy használat előtt húzza ki a töltőt a készülék akkumulátorából.
- Sérülés esetén ne használja. A termék használata előtt forduljon orvoshoz.

Használati utasítás

Betöltés

- Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort legfeljebb 3,5 órán keresztül. Ez történhet csatlakoztatva és a készülékről leválasztva is.
- Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa a mellékelt 16,8 V-os töltő egyenáramú végét a (C - C ábra) ábrán látható módon, és csatlakoztassa a hálózati kábelt egy fali aljzatba.
- Az akkumulátoron lévő LED villog az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzésére és az aktív töltést jelzi.
- Az akkumulátor csatlakoztatásakor a készülék LED-jei villogva jelzik a töltöttségi szintet az akkumulátor töltöttségét és jelzi az aktív töltést.
- A teljes töltöttséget az jelzi, amikor az összes LED megszűnik villogni, és teljesen világít.
- Az akkumulátor bármikor és bármilyen töltöttségi szinten feltölthető.
- Nem ajánlott az akkumulátort teljesen lemeríteni a piros LED szintjére.

MEGJEGYZÉS

- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 20% alá csökken, a készülék alján lévő lámpák pirosan világítanak.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 10% alá csökken, a villanyablakban megjelenik a következő kijelzés EI szimbólum, amely jelzi, hogy az akkumulátort azonnal fel kell tölteni.

FIGYELMEZTETÉS

- Erősen javasoljuk, hogy ne használja a készüléket töltés közben.

Működési mód

- Igazítsa ki és csatlakoztassa az akkumulátort a készülék aljához - győződjön meg róla, hogy biztonságosan rögzül a helyén, ügyelve az akkumulátor kidudorodására. (C ábra - B ábra)
- Kapcsolja be a készüléket úgy, hogy az akkumulátor alján lévő hálózati kapcsolót ON állásba helyezi, amikor az OFF üzemmódban van.
- Masszírozza a kiválasztott testrész a kívánt sebesség, szükség szerint nyomást gyakorolva.
- Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg enyhén a hüvelykujjával az akkumulátor kioldó gombot (C ábra - A). A másik kezével határozottan húzza lefelé az akkumulátort/markolatot.

Gombfunkciók

Tápkapcsoló (C ábra – 1)

Kapcsolja be/kikapcsolja a készüléket a kapcsolót a kívánt állásba.

Be/ki gomb (C - G ábra)

- Kikapcsolt üzemmódban nyomja meg egyszer a gombot a masszázsfunkció aktiválásához.
- Be- és kikapcsolási módban nyomja meg egyszer a gombot, a masszázsfunkció leállításához.

+/- gomb (C ábra - F&H)

Nyomja meg a + és - gombokat a készülék sebességének beállításához.

MEGJEGYZÉS

- Ha a gomb nem reagál, akkor elérte a minimális/maximális sebesség.

M (üzemmód) (C - I. ábra)

Csak akkor használja, ha a készülék hálózati kapcsolója ON üzemmódban van, és a masszázsfunkció OFF üzemmódban van.

Nyomja meg az M gombot a kívánt program kiválasztásához.

- P0 Program a kézi üzemmód. A +/- gombbal a kívánt intenzitást állíthatja be.
- P1 A program az 1., 2. és 3. szinttől kezdődően végigfut minden sebességen. 3 másodpercig.
- A P2 program egy ciklusban fog futni, kezdve a következőkkel 7., 8., 9., 10. szint. Minden sebesség 3 másodpercig tart.
- A P3 program a következő időponttól kezdődően 16., 17., 18., 19-20. szintek.

Nyomja meg a be/ki gombot a masszázsprogram elindításához.

Kijelző funkciók

Amikor a masszázspisztoly OFF üzemmódban van.

A kijelzőn a P001 ~ P010 számok jelzik az akkumulátor töltöttségi szintjét.

P010	≤ 100%	P005	≤ 50%
P009	≤ 90%	P004	≤ 40%
P008	≤ 80%	P003	≤ 30%
P007	≤ 70%	P002	≤ 20%
P006	≤ 60%	P001/ E100	≤ 10%

Amikor a masszázspisztoly be van kapcsolva.

Amikor a masszázspisztoly funkció üzemmódban van, az LCD-képernyő két részre osztva olvasható.

- Az első két számjegy az intenzitást mutatja. Az 1 a legalacsonyabb, a 20 a legmagasabb intenzitás.
- Az utolsó két számjegy (villogó) az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi.

Karbantartás, tisztítás és tárolás

- A készüléket enyhén nedves törülközővel tisztítsa meg, majd puha ruhával szárítsa meg.
- Tároláshoz vagy utazáshoz vegye ki az akkumulátort, és tárolja a mellékelt dobozban.

Specifikáció

A Tunturi masszázspisztoly egy hordozható, újratölthető masszázskészülék nagy nyomatékkaal és nagy beállítási tartományban. Hatékonyan csökkenti az alábbiak által okozott fájdalmat felhalmozódása tejsav felhalmozódását a megerőltetű testmozgás után, és enyhíti az izomfájdalmakat a hosszú ideig ülő és fekvő embereknél.

Műszaki specifikációk

Modell	Masszázspisztoly
Névleges feszűltség	16,8 V EGYENFESZŰLTÉG / 0,6 A
Frekvencia értékelt	20 ~ 58 Hz
A töltő kimeneti teljesítménye	16,8 V-DC
Tápfeszűltség bemenet töltők	230 V-AC
Amplitűdó	10 mm
Töltési idő	260 perc
Az akkumulátor üzemideje teljes feltöltéssel:	
Sebesség 20-nál	± 5 óra
10-es sebesség	± 8 óra
Sebesség 1. szinten	± 11 óra

Használati utasítás a masszásfejhez

Miután a készüléket OFF üzemmódba kapcsolta, helyezze be a teljes fejet, erősen benyomva azt. Amikor a készülék OFF üzemmódba kapcsol, húzással vegye ki a fejet. A könnyebb eltávolítás érdekében kissé elforgathatja és egyidejűleg meghúzhatja.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne tolja/húzza a fejet a szögben, hogy elkerűlje a sérűlést.

Kerek forma (gömb) (D-1. ábra)

A kör alakű, gömb alakű kialakítás terjedő és szétterűlő típusű kimenetet biztosít a vétel és a tolás között. Az erő egyenletes és lágy. Alkalmas a derék, a has, a fenék és a lábak masszírozására és relaxálására. Valamint az izomlazításhez edzés előtt és után, ajánlott a könnyű t e s t m o z g á s szerelmeseinek, mint például a tánc, jóga, aerobik stb.

A gomba alakja (D-2. ábra)

Kicsi és tömör fej. A sík alján egy kis ív kerűlt elhelyezésre, hogy illeszkedjen a testmodellező mechanizmushoz és jobban érezhető legyen. Alkalmas a belső és külső hasi, mellkasi és lábizmokra.

U-alakú (villa) (D-3. ábra) A két pont közötti erő útja egyenletes, az ingerlés lokalizált és nagyon erős, ami lehetővé teszi az egyszerű akupunktúrás masszázs hatékony elvégzését. Az ésszerű U-alakú szélesség tökéletesen megkerüli az emberi gerincet és a nyakcsigolyákat, így jobb masszázst biztosít. Alkalmas a vállak, a hát és a kétoldali izmok számára. (A fegyver nem érheti közvetlenül a gerincet, mivel ez súlyos fizikai sérülést okozhat).

Kúp alakú (D-4. ábra)

Egyszerű forma, erőteljes hatás, közvetlen nyomás mélyen lefelé. Alkalmas a meridiánok, talpak, kezek, Achilles-ín, hát rhomboid izmok stb. kezelésére.

Garancia

Tunturi Vevői Garancia Általános

Szerződési Feltételek

A fogyasztót a fogyasztási cikkek kereskedelmére vonatkozó nemzeti jogszabályokban meghatározott jogok illetik meg. Ez a jótállás nem korlátozza ezeket a jogokat. A vevői garancia csak akkor érvényes, ha a terméket a Tunturi New Fitness BV által az adott berendezésre jóváhagyott környezetben használják. Az adott készülékre jóváhagyott környezet a termékről a készülékhez mellékelte használati útmutatóban található.

Jótállási feltételek

A garanciális feltételek a vásárlás időpontjától érvényesek. A garanciális feltételek országonként eltérőek lehetnek, ezért a garanciális feltételekről kérjük, érdeklődjön a helyi kereskedőnél.

Garanciális fedezet

A Tunturi New Fitness BV vagy egy Tunturi forgalmazó semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a jelen garancia a l a p j á n vagy más módon a következőkért bármilyen különleges, közvetett, másodlagos vagy következményes kárért, amely a következő anyagok használatából vagy használatának lehetetlenségéből ered felszerelés.

Ez a garancia nem terjed ki

- Baleset által okozott kár, visszaélés, helytelen kezelés vagy szállítás;
- Nem az utasításoknak megfelelően használt berendezés;
- A termék árát meghaladó kár;
- A szállított termék minőségének romlása a megrendelő telephelyén történő helytelen tárolási és/vagy biztonsági körülmények miatt;
- Azok a pályázatok, amelyekhez nem csatolták a vásárlás dátumát tartalmazó vásárlási bizonylatot.

A jelen kézikönyvben megadott utasítások be nem tartása esetén a termékre vonatkozó garancia érvényét veszti.

A gyártó nyilatkozata

A Tunturi New Fitness BV kijelenti, hogy a termék megfelel a következő szabványoknak és irányelveknek: EN 957 (HC), 89/336/EEC. A termék ezért CE-jelöléssel van ellátva.

03-2020

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Hollandia

Felelősségi nyilatkozat

© 2020 Tunturi New Fitness BV
Minden jog fenntartva.

A termék és az utasítások változhatnak. A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

TUNTURI®

FEEL BETTER EVERY DAY

TUNTURI NEW FITNESS B.V.

Purmerweg 1
1311 XE Almere
The Netherlands

P.O. Box 60001
1320 AA Almere
The Netherlands

info@tunturi.com
www.tunturi.com



20221031-P